


Priložte kreditnú kartu.
Ak sa veľkosť zhoduje máte
PD merítko vytlačené
v správnej mierke.



1. Vytlačte túto stranu v mierke 1:1, resp. 100% veľkosti (pri tlači v nastaveniach zvolte - mierka: 100% / custom scale: 100%).
2. Skontrolujte správnu veľkosť podľa obrysov kreditnej karty, alebo bežného pravítka. Vystrihnite pravítko.
3. Priložte pravítko na nos.
4. Držte hlavu vzpriamenú a pri pohľade do zrkadla, alebo s pomocou priateľa si zamerajte stred očných zreníc.
5. Zapište si 2 hodnoty PD, zvlášť pre pravé aj ľavé oko. Ale si zmerajte celkovú vzdialenosť pomocou horného pravítka (= súčet ľavé oko + pravé oko)
6. Použite namerané hodnoty pri vypĺňaní údajov receptu pre položku PD pri objednávke dioptrických okuliarov na www.eOkuliare.sk.

Čo je PD?

PD, je skratka z anglického "Pupillary Distance" a je to vzájomná vzdialenosť stredov očných zreníc. Hodnota je označená na recepte ako „vzdialenosť zreníc“.